



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 сентября 2020 года № РЗН 2019/9263

На медицинское изделие

**Контуры дыхательные полимерные и переходники (коннекторы) для
дыхательных контуров одноразового использования, нестерильные
по ТУ 32.50.21-154-17121966-2019**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИПЛАСТ"

(ООО "МЕДИПЛАСТ"), Россия,

**196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Дорога на Металлострой, д. 5,
лит. А, помещ. 7-Н, оф. 6**

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИПЛАСТ"

(ООО "МЕДИПЛАСТ"), Россия,

**196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Дорога на Металлострой, д. 5,
лит. А, помещ. 7-Н, оф. 6**

Место производства медицинского изделия

ООО "МЕДИПЛАСТ", Россия, 180007, г. Псков, ул. Максима Горького, д. 1

Номер регистрационного досье № РД-36040/57314 от 09.09.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.21.120**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 22 сентября 2020 года № 8613
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0051631

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 сентября 2020 года № РЗН 2019/9263

Лист 1

На медицинское изделие

**Контуры дыхательные полимерные и переходники (коннекторы) для
дыхательных контуров одноразового использования, нестерильные
по ТУ 32.50.21-154-17121966-2019, варианты исполнения:**

1. Исполнение 1, в составе:

1.1. Контур дыхательный гофрированный 22 длиной 1,6 м, с тройником
22М/15F-22М-22М и тест-колпачком - 1 шт.

1.2. Шланг дополнительный гофрированный 22 длиной 0,8 м - 1 шт.

1.3. Коннектор прямой 22М-22М - не более 2 шт. (при необходимости).

2. Исполнение 2, в составе:

2.1. Контур дыхательный гофрированный 22 длиной 1,6 м с тройником
22М/15F-22М-22М и тест-колпачком - 1 шт.

2.2. Коннектор прямой 22М-22М - не более 2 шт. (при необходимости).

З

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0074422